

Medienmitteilung

Dietikon, 13. November 2017

LIFETEC ONE: Mehr Sicherheit für die Bevölkerung

LIFETEC ONE ist ein intelligentes Notfallmanagement-System, mit dem jeder Bürger zum Lebensretter werden kann.

«Secure City» der Lifetec AG ist die Branchenlösung für Gemeinden und Städte, um die Erste Hilfe im öffentlichen Raum stark zu verbessern. Sie besteht aus dem Notfallkoffer LIFETEC ONE Mobile und einer intelligenten Wandhalterung für den Aussenbereich. Die internetbasierte Technologie von Swisscom stellt eine Verbindung des Notfallkoffers mit dem Notruf 144 her. Eine Fachperson leitet den ungeschulten Ersthelfer persönlich an und baut so Hemmungen und Ängste ab. Dank der integrierten Geolokalisierung finden die automatisch alarmierten und professionellen Rettungskräfte schneller zum Einsatzort. Und der im Notfallkoffer integrierte Defibrillator leistet seinen Beitrag, um die Überlebensrate von Betroffenen deutlich zu erhöhen. Mit LIFETEC ONE sind Gebäude und ganze Regionen optimal für den Notfall vorbereitet. Mit dem LIFETEC ONE wird wertvolle Zeit gespart und die Rettungskette optimiert.

Garantierte Einsatzbereitschaft

Die pulverbeschichtete Wandhalterung besteht aus robustem Chromstahl und Plexiglas. Das technische Innenleben der Wandhalterung reguliert die Innentemperatur, so dass die Elektronik des integrierten Defibrillators auch bei starken Temperaturschwankungen funktionstüchtig bleibt. Die Geräte werden durch M2M-(Machine-to-Machine) sowie IoT-(Internet of Things) Technologien von Swisscom überwacht und bleiben stets gewartet. Ausserdem wird zum LIFETEC ONE auch eine Schulung rund um die sichere und schnelle Anwendung angeboten. Die Sicherheit und sofortige Einsatzbereitschaft sind somit garantiert.

Jeder Bürger hat die Pflicht zur Ersten Hilfe

In der Schweiz ist jeder Bürger gesetzlich verpflichtet Erste Hilfe zu leisten. Unterlassene Hilfeleistung kann rechtlich geahndet werden. Gar nicht zu helfen ist rechtsrelevant und gravierender als einen Fehler zu machen.

Durch die richtige Erste Hilfe und den Einsatz eines Defibrillators könnten 90 Prozent der betroffenen Menschen gerettet werden. Doch leider verstreichen die ersten Minuten oft ungenutzt, da Panik und Ratlosigkeit herrschen. Der LIFETEC ONE bringt Abhilfe. Es ist das bisher einzige Notfall-Management-System mit direkter Verbindung zur Notrufzentrale 144.

Über Lifetec

Die Lifetec AG mit Sitz in Dietikon wurde 2012 gegründet und im November 2016 von einer Investorengruppe um Dr. Patrick Wegmann übernommen, der VR-Präsident des Unternehmens ist. Mirko Djuric leitet die Lifetec als CEO.

Bildmaterial in hoher Auflösung: <http://> ((Link wird eingefügt))

Medienkontakte

Lifetec AG, Mirko Djuric, mirko.djuric@lifetec.one, +41 44 741 03 10

L&W Communication AG, Evelyn von Wieser, evelyn@lw-com.com, + 41 44 389 22 22